



CONSUMIBLES



12010030 Guante Ambiderm de Látex para Exploración Estéril Bajo en Polvo MD




DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guantes fabricados en látex, bajos en polvo.
Liso para una excelente sensibilidad al tacto.
Polvo 100% de fécula de maíz.
Empaque individual en bolsa de polietileno.
Desechables.
Estériles.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 83 cm de ancho x 235 cm de longitud.
Grosor del guante: 0.18 mm.
Resistencia a la tensión: >20 Mpa.
Elongación: >700%.
Color: Blanco.
Talla: Mediano.
Par.



USO

Ideal para realizar exploraciones y exámenes médicos.
Perfecto para curaciones menores.



PUNTO DE VENTA

Diseño ergonómico para proveer gran entalle y confort.
Con bajo contenido de polvo para facilitar su colocación.
El polvo previene la aparición de reacciones alérgicas e hipersensibilidades.
Excede los estándares establecidos por la ASTM.
Aceptado por la Asociación Dental Mexicana.
Cumple con la Norma Oficial Mexicana -085 SSA 1-94.
Diseño ergonómico para proveer gran entalle y confort.
Con bajo contenido de polvo para facilitar su colocación.
El polvo previene la aparición de reacciones alérgicas e hipersensibilidades.
Excede los estándares establecidos por la ASTM.
Aceptado por la Asociación Dental Mexicana.
Cumple con la Norma Oficial Mexicana -085 SSA 1-94.

