



# CONSUMIBLES



12010030 Guante Ambiderm de Látex para Exploración Estéril Bajo en Polvo GD




## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Guantes fabricados en látex, bajos en polvo.  
Liso para una excelente sensibilidad al tacto.  
Polvo 100% de fécula de maíz.  
Empaque individual en bolsa de polietileno.  
Desechables.  
Estériles.



## ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 83 cm de ancho x 235 cm de longitud.  
Grosor del guante: 0.18 mm.  
Resistencia a la tensión: >20 Mpa.  
Elongación: >700%.  
Color: Blanco.  
Talla: Grande.  
Par.



## USO

Ideal para realizar exploraciones y exámenes médicos.  
Perfecto para curaciones menores.



## PUNTO DE VENTA

Diseño ergonómico para proveer gran entalle y confort.  
Con bajo contenido de polvo para facilitar su colocación.  
El polvo previene la aparición de reacciones alérgicas e hipersensibilidades.  
Excede los estándares establecidos por la ASTM.  
Aceptado por la Asociación Dental Mexicana.  
Cumple con la Norma Oficial Mexicana -085 SSA 1-94.  
Diseño ergonómico para proveer gran entalle y confort.  
Con bajo contenido de polvo para facilitar su colocación.  
El polvo previene la aparición de reacciones alérgicas e hipersensibilidades.  
Excede los estándares establecidos por la ASTM.  
Aceptado por la Asociación Dental Mexicana.  
Cumple con la Norma Oficial Mexicana -085 SSA 1-94.

