



CONSUMIBLES



BDN-363083 Tubo Vacutainer BD Plus de 2.7ml con Tapón Color Azul



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Tubo Vacutainer con Citrato de Sodio
Recolector de muestras



ESPECIFICACIONES

Tubo de plástico con vacío predeterminado de 2.7ml
Contiene Citrato de sodio líquido 0.109 0 0.105 M (3.2%)



USO

Este tipo de tubos BD Vacutainer son útiles para obtener valores de INR (INTERNACIONAL NORMALIZED RATIO) siendo utilizados para muestras de pacientes que reciben terapia oral de anticoagulantes.



PUNTO DE VENTA

Manteniendo la adecuada relación aditivo-muestra, evitando la presencia de errores pre analíticos en la muestra.

El tamaño de los tubos permite su uso como tubo primario, evitando la transferencia a contenedores secundarios para el análisis y con esto reduce los riesgos de contacto con las muestras. Cuentan con una línea indicadora de volumen mínimo de drenado marcada en el cuerpo del tubo, ayudando a minimizar errores en la relación anticoagulante.

