



# CONSUMIBLES



BDN-368171 Tubo Vacutainer BD Color Lila



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Tubo de sangre total y/o plasma  
Con anticoagulante



## ESPECIFICACIONES

Tubo de plástico con vacío predeterminado de 7.2 ml  
Contienen EDTA K2 aplicado por aspersión en las paredes del tubo



## USO

BD Vacutainer es un sistema cerrado al vacío para la recolección de muestras sanguíneas que consiste en un tubo de plástico con vacío predeterminado que permite obtener el volumen necesario de sangre manteniendo la adecuada relación aditivo-muestra, evitando la presencia de errores pre analíticos en la muestra.



## PUNTO DE VENTA

Manteniendo la adecuada relación aditivo-muestra, evitando la presencia de errores pre analíticos en la muestra.

Inversión del tubo de 8 a 10 veces se asegura la homogenización del anticoagulante con la sangre, ayudando a prevenir formación de coágulos

Pueden ser utilizados en pruebas de rutina de inmunohematología, donadores y pruebas de citometría de flujo

