

BSN-02138-00000-09 CINTA ADHESIVA BSN LEUKOFIX TRANSPARENTE IMPERMEABLE DE POLIETILENO 5.0CMS 9.2MTS



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cinta adhesiva Leukofix.
De plástico transparente micro perforado.
Permeable al aire y la humedad.
Hipoalergénico.

ESPECIFICACIONES

Fabricada a base de polietileno.
Dimensiones: 9.2 cm x 5 cm.

USO

Ideal para pieles sensibles.
Perfecta para fijar cánulas, catéteres y tubos.
Conveniente para la protección de heridas y cirugías estéticas.

PUNTO DE VENTA

Gracias al material del que está elaborado permite la circulación del aire y humedad.
Su transparencia permite la observación y el monitoreo en cánulas sin hacer cambio del apósito.
No deja residuos en la piel además de ser indoloro al retirarlo.
Fácil de cortarlo, ya sea cortes transversales, a lo ancho o largo e inclusive hacer perforaciones finas.