

BSN-71038-00001-00 CINTA ADHESIVA BSN LEUKOPLAST COLOR PIEL CON OXIDO DE ZINC EN CARRETE IMPERMEABLE 2.25CM X 10 MTS



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cinta adhesiva Leukoplast.  
Alta adhesión inicial y permanente.  
Repelente.

## ESPECIFICACIONES

Fabricado a base de resina de caucho-oxido de zinc.  
Dimensiones: 10 m x 2.25 cm

## USO

Principalmente en la retención de apósitos de todo tipo y tamaño.  
Perfecta para piel normal.

## PUNTO DE VENTA

El soporte de acetato se puede desprender fácilmente con la mano a lo largo y transversal.  
Proporciona una fijación especialmente firme y segura.  
Se adhiere de manera fuerte y confiable incluso bajo fuerte tensión.  
Repelente al agua.  
Fácil de cortar en dos direcciones.