

BSN-78-23001 VENDA GYPSONA " S " DE GASA DE ALGODON DE 2.75 m X 5.1 cm ( 8.8' x 1.98")



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Venda enyesada de gasa de algodón.  
Corte en las orillas en forma de zig-zag.  
Cuenta con una varilla central.

## ESPECIFICACIONES

Fabricada a base de algodón.  
Dimensiones: 2.75 m x 5.1 cm.

## USO

Esencial para la reducción de fracturas, enyesados en general, corrección de deformidades y tratamiento clínicos.

## PUNTO DE VENTA

Los hilos entrelazados de esta gasa hacen que le vendaje húmedo sea más estable y confortable para moldear los contornos óseos difíciles, minimizando la pérdida de yeso. El corte de las orillas evita el deshilachamiento durante la aplicación. El enrollado de las vendas en varillas centrales mejora la estabilidad y el manejo del vendaje cuando está mojado, lo que es particularmente importante en las vendas más anchas.