



- ▶ DNT-060.166.6645 Catéter Intravenoso Dentilab Calibre 18G Longitud 28-34 mm




DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Catéteres Intravenosos Periféricos para venoclisis
No toxico
Radiopacos
Estériles (OE)



ESPECIFICACIONES

Fabricados con acero inoxidable AISI 304
Plástico grado médico 100% virgen
Calibre: 18 G
Longitud 28-34 mm
Conector hembra de plástico grado médico traslucido



USOS

Aguja que permite una perfecta inserción del catéter a través de la piel, tejidos y de la pared de la piel



PUNTOS DE VENTA

Mejor lubricado, ocasionando menor dolor al paciente
Libres de pirógenos
Desechables
Producto fabricado bajo los más estrictos estándares de calidad
Pabellones con código de color conforme al calibre del catéter
Tapa protectora para cuidar aguja y catéter
Mejor lubricados, ocasionando menor dolor al paciente

